

免疫细胞无血清培养基

Immune Cell Medium I, Serum-free

For Research Use Only (科研专用)

产品描述

免疫细胞无血清培养基 是一种专为培养外周血淋巴细胞而开发的无血清培养基，采用无外源成分的 Xeno-Free 配方，不含任何异种来源成分。本产品适用于不添加自体血浆/血清替代物的多种免疫细胞培养，包括 T 细胞，NK 细胞等。

保存温度以及稳定性

Store at 4°C for 12 months, 避光

成分说明

- ✓ 化学成分明确 (Chemically Defined)
 - ✓ 无动物源成分 (Xeno-Free)
 - ✓ 含酚红
- 不含不含抗生素及白细胞介素 2 (IL-2)

应用

支持多种免疫细：T 细胞与 NK 细胞等均可高效激活及扩增

产品信息

Brand	Cat No.	Size	Storage
KEL Biotech	KC1706-10	1L	4°C

